



Gewicht 6kg
Max. Belastbarkeit 130kg

Beschreibung

Durch die Drehfunktion, welche durch das Öffnen einer der beiden Klemmhebel ausgelöst wird und von Rechts- und Linkshändern bedienbar ist, kann der Transfer in die Badewanne erleichtert werden. Der Badewannensitz kann mithilfe von vier rutschfesten Befestigungsarmen in der Wanne montiert und im Bereich von 71 bis 76 an alle regulären Badewannen angepasst werden. Eine angemessene Anwendungssicherheit wird durch die rutschfeste Sitzfläche und die Armlehnen, die das Aufstehen und Hinsetzen unterstützen, gewährleistet.

Eckdaten

Kategorie Bade-/ Duschhilfen
Pos. Nr. 4003

Zur Miete Ja
Bereitstellungspauschale Fr. 15.00
Preis pro Tag Fr. 1.20

Preisänderungen vorbehalten – Tagespreise

Bearbeitungsgebühr Fr. 20.00

Zum Verkauf

 **samariter shop**
Kriens - horw
